

Hinweise zur Handhabung

Lagerung & Haltbarkeit: Einige Reagenzien sind lichtempfindlich. Bewahren Sie daher das ungeöffnete Schnelltest-Set bei Raumtemperatur an einem dunklen Ort auf. Das Haltbarkeitsdatum befindet sich auf der Rückseite des Originalkartons.

Entsorgung: Entsorgen Sie die Prüfsubstanzen gemäß den Vorschriften für die Entsorgung von nicht chlorierten, organischen Lösungen bzw. gemäß den Vorschriften für ätzenden, chemischen Abfall.

Arbeitsbereich: Mit dem CannabiStada® CannaFIX-ID® THC/CBD Schnelltest-Set können THC:CBD-Verhältnisse von 1:10 bis 50:1 sicher getestet werden.

Matrix	Nachweisgrenze THC bzw. CBD	Je nach Färbung des Extrakts ist unterhalb der angegebenen Nach- weisgrenzen kein erkenn- barer Farbumschlag zu erwarten.
Cannabisextrakt farblos	1 mg/ml	
Cannabisextrakt leicht gefärbt	2-3 mg/ml	
Cannabisextrakt stark gefärbt	5-6 mg/ml	

Angaben zu Bestandteilen

Verdünner
2 ml Kaliumhydroxid, 99 % (KOH, CAS-Nr. 1310-58-3)
in Isopropanol (CH3)2CH2OH, CAS-Nr. 67-63-0)

Sicherheitshinweise

- P280:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P330 + P331:

BEI VERSCHLUCKEN:
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303 + P361 + P353:

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338:

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.
- P310:

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Gefahrenhinweise

- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

GEFAHR



Hersteller

Saxonia Diagnostics GmbH
Praterschütz 5
D-01683 Nossen

STADAPHARM GmbH

Stadastraße 2-18
D-61118 Bad Vilbel

Caring for People's Health www.stadapharm.de

PZN: 17581739 | Stand: 07/2024



CANNABIS

CannabiStada®
CannaFIX-ID®
THC / CBD Schnelltest-Set
Schritt-für-Schritt-Anleitung

Caring for People's Health www.stadapharm.de

Liebes Apothekenteam,


mit dem CannabiStada® CannaFIX-ID® THC/CBD Schnelltest-Set sind Sie in der Lage, die Identitätsprüfung von Cannabisextrakten und Cannabisblüten einfach, schnell und flexibel in der Apotheke durchzuführen. CannaFix-ID® wurde konsequent für den professionellen Einsatz in der Apotheke entwickelt und zeichnet sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:

- Umfangreich getestet und validiert
- Einfache Handhabung
- Zeitsparende Prüfroutine (Prüfergebnis nach ca. 5 Minuten)

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 ApBetrO kann die Identitätsprüfung mittels CannabiStada® CannaFIX-ID® THC/CBD Schnelltest-Set anerkannt werden. Ob dies der Fall ist, sollte mit dem zuständigen Pharmazierat oder Amtsapotheke im Vorfeld besprochen werden.

Freundliche Grüße
Ihre STADAPHARM GmbH


Inhalt



So einfach geht's:

1 Probenzugabe


- Flasche mit Verdüner öffnen
- Zugabe der zu prüfenden Rezeptur:
Cannabisextrakt: 0,1 ml*
Cannabisblüte: 20 mg
Dronabinol: 5 mg
Cannabidiol: 5 mg



*Bei einer THC-Konzentration von > 50 mg/ml ist der Einsatz eines geringeren Probenvolumens oder eine Vorverdünnung des zu testenden Extrakts in MCT-Öl notwendig, so dass die zu identifizierende Substanz in einem Konzentrationsbereich von ca. 25-50 mg/ml vor Testdurchführung vorliegt.


2 Nachweis von CBD

- Flasche mit Verdüner verschließen, kräftig schütteln und für ca. 5 Minuten ruhen lassen
- Ergebnis mit Farbskala beurteilen



3 Nachweis von THC

- Phiole mit Reagenz öffnen
- Zugabe von 10 Tropfen des Verdüners
- Zugabe von 5 Tropfen des Entwicklers
- Verschließen und schütteln
- Ergebnis mittels Farbskala beurteilen



Ergebnis ablesen

	Verdüner	Reagenz
Kein THC/CBD	White circle	Light brown circle
THC	White circle	Dark purple circle
THC & CBD	Dark purple circle	Dark brown circle
CBD	Dark purple circle	Orange circle

CBD/THC-Farbskala

Dieser 2-stufige Farbttest nutzt die strukturellen Unterschiede von CBD und Δ9-THC aus. In der ersten Stufe wird bei Anwesenheit von CBD eine violette Farbe angezeigt. Die in der zweiten Stufe gebildeten Farben sind Kupplungsprodukte und abhängig von Δ9-THC sowie CBD:

- THC-dominante Ausgangsstoffe verursachen einen dunkelvioletten Farbumschlag.
- Liegen sowohl THC als auch CBD vor, entsteht eine Mischfarbe, die je nach Mischungsverhältnis mehr in die eine oder andere Richtung ausschlägt.
- CBD-dominante Ausgangsstoffe sorgen für einen orangenen Farbumschlag.

Grundsätzlich gilt: Die Intensität der Farben kann je nach Ausgangsprobe und THC/CBD-Gehalt stärker oder schwächer ausfallen. Bei sehr niedrigen Wirkstoffkonzentrationen von ≤ 1 mg/ml in Cannabisextrakten oder 1 % in Cannabisblüten ist kein erkennbarer Farbumschlag zu erwarten.

Die Eigenfarbe des Cannabisextraktes bzw. co-extrahiertes Chlorophyll (bei Cannabisblüten) kann im ersten Schritt zu einer nicht wirkstoffbedingten, gelb/grünen Einfärbung des Verdüners führen. Bei der Anwesenheit von CBD entwickelt sich ein zusätzlicher violetter Farbton.